

新製品

iQue®5 ハイスループット スクリーニング (HTS) サイトメーター

Truly Fast. Simply Effortless.

ワンランク上のパフォーマンス

- 最大27チャンネルの処理能力
- 市場をリードする高速化
- 柔軟なワークフローのサポート

簡便な操作性

- 改良された流路システム
- 詰まりの検出 (新機能)
- 最小限の手動操作

よりパワフルで直感的なソフトウェア

- チャンネルゲインの個別設定
- Forecyt®の操作性の向上
- より簡便になったプレートデザインと
リプリケート設定
- 分析機能の強化

シンプルな稼働延長

- シンプル化されたQMaxユニット
(簡便な充填と排出)
- 新しい移動用カート
- 広範囲でのリーチ





	iQue® 3	iQue® 5
レーザー／構成	3 (Violet-Blue-Red)	4 (Violet-Yellow-Blue-Red)
カラーチャンネル	13*	25
SSC/FSC	Yes	Yes
光検出器	Fixed PMT	SiPM
粒子サイズ検出	> 0.5 μm	> 0.2 μm
サイズ・寸法 (HxWxD)	66 x 130 x 63 cm	46 x 130 x 63 cm
感度	7 Decades	7.2 Decades
エンジン／ソフトウェア	-	よりパワフルなエンジン／ソフトウェア
詰まり検出	-	バブルセンサーによる視覚的目詰まり検出
プレート	96、384ウェル	96、384ウェル
アドオン延長稼働時間	QMax 補充モジュール	QMax ワークステーション
カタログ番号	91377	BA-97146

*iQue® 3サイトメーターは、2レーザー構成および3レーザー構成のラインアップがございます。

ザルトリウス・ジャパン株式会社
 東京本社
 〒140-0001
 東京都品川区北品川 1-8-11
 Daiwa 品川 North ビル 4 階
 Phone: 03-6478-5200
 Fax: 03-6478-5494
 Email: info.lps@sartorius.com

名古屋営業所
 〒450-6411
 名古屋市中村区名駅 3-28-12
 大名古屋ビルヂング 11F
 Phone: 03-6478-5200

大阪営業所
 〒532-0003
 大阪市淀川区宮原 4-3-39
 Phone: 03-6478-5203
 Fax: 03-6478-5496

 詳細はこちら：www.sartorius.com